




Die Fähigkeit sich zu bewegen ist für die Meisten von uns selbstverständlich. Wir eröffnen all denen die Möglichkeit sich zu bewegen, die es alleine nicht können.

www.madeformovement.com



orazno designbureau - orazno

WIR PRÄSENTIEREN

DER NEUE INNOWALK PRO



“Das Training mit dem Innowalk Pro ermöglicht Kindern und Erwachsenen, die aufgrund einer schweren Bewegungsbehinderung nicht in der Lage sind selbständig zu stehen oder zu gehen eine für alle Organsysteme wichtige Vertikalisierung in Verbindung mit belastender Beinbewegung.

Somit kann bereits wenige Tage postoperativ nach modernen minimal-invasiven kinder- und neuroorthopädischen Operationsmethoden mit dem Innowalk Pro eine optimal geführte Steh- und reziproke Gehtherapie mit vollständiger Gewichtsübernahme begonnen werden.”

Dr. med. univ. Walter Michael Strobl, Chefarzt der Klinik für Kinder-, Jugend- und Neuroorthopädie, Krankenhaus Rummelsberg, Erlangen-Nürnberg



INNOWALK PRO

Der Innowalk Pro ist ein einzigartiges motorisiertes Trainingsgerät für die klinische Rehabilitation. Der Innowalk Pro ermöglicht Menschen mit Behinderungen wiederholte unterstützte und geführte Schreitbewegungen in einer aufrechten Position bei max. Gewichtsübernahme. Er ist speziell für den Klinikalltag konzipiert und ermöglicht eine schnelle und leichte Anpassung an die Größe und den individuellen Therapieverlauf unterschiedlicher Patienten.

Menschen mit Diagnosen wie Zerebralparese, verschiedenen Muskelerkrankungen, Syndromen, Spina bifida und weiteren Bewegungsstörungen werden feststellen, dass das Training im Innowalk Pro sie Schritt für Schritt voranbringt. Darüber hinaus wird der Innowalk Pro als äußerst effizientes Trainingsgerät in der Rehabilitation nach Operationen und Unfällen eingesetzt. Für das Training im Innowalk Pro ist keine selbstständige Steh- oder Gehfähigkeit erforderlich.

Die Bewegung im Innowalk Pro hat einen positiven Einfluss auf die Atmung, den Blutkreislauf und die Verdauung. Die kontinuierlichen Bewegungen in max. Streckung stärken die Muskulatur und fördern die Beweglichkeit der Gelenke. Die Bewegung der Beine führt zu einer reaktiven Stabilität des Rumpfes. Regelmäßiges Training steigert die Ausdauer und das allg. Wohlbefinden.

In Bewegung zu sein steigert die Lebensqualität.

MAX. BELASTUNG:

INNOWALK PRO SMALL
100 – 140 CM MAX. 75 KG

INNOWALK PRO MEDIUM
130 – 180 CM MAX. 75 KG



Kontinuierliche motorisierte Bewegung der Beine mit Gewichtsübernahme.



Einstellbare Spasmus-Kontrolle.



Einfache Anpassung an unterschiedliche Patienten.



Haltepunkte an Rumpf, Becken und Beinen korrigieren die Körperhaltung und geben Sicherheit.

DIE FUNKTIONEN



Ermöglicht reziproke Armbewegung.



Display zur Anzeige der Schritte, Geschwindigkeit, Dauer und zurückgelegten Strecke.