

ORTHO TEAM
WIR BEWEGEN MEHR



UNFO
SICHEL FUSS ORTHESE
INFOBLATT FÜR KUNDEN

UNFO

Universal Neonatal Foot Orthotic

INDIKATION

Sichelfuss (Pes adductus)

WARUM UNFO?

- Klinisch wirksam
- Hygienisch
- Einfache Handhabung
- Zertifiziert (FDA)

EIGENSCHAFTEN

UNFO ist eine revolutionäre Lösung, welche speziell für die Therapie von Sichelfüssen, auch bekannt als Pes adductus, bei Neugeborenen entwickelt wurde.

Eltern und Kinder können von einer kindgerechten, korrigierenden Fussorthese profitieren, welche eine effektive, sichere und stressfreie Behandlung bietet. Die Therapieart ersetzt die Behandlung mit Redressionsgipsen. Dies gibt Familien Sicherheit und verbessert ihre Lebensqualität.



ANWENDUNG

Die UNFO wird am Fuss des Babys angebracht, welcher idealerweise mit einer Socke gepolstert ist.

Während der ersten 6 bis 8 Behandlungswochen muss die Orthese 23 Stunden am Tag getragen werden. Die UNFO kann morgens und abends für 30 Minuten entfernt werden, um das Baby zu waschen.

In den ersten Tagen nach dem Start der Therapie kann sich die Orthese aufgrund der schnellen Korrektur häufig lösen. Der Gurt muss entsprechend häufig nachgezogen werden.

Hautrötungen über den Druckpunkten auf dem Fuss des Babys, sind eine ganz normale Reaktion auf die korrigierenden Kräfte und bedarf keiner besonderen Behandlung. Bei Druckstellen z.B. mit Blasen, wird die Therapie für 1 bis 2 Tage unterbrochen oder die Druckstelle mittels Hautpflaster gepolstert.

Diese Druckstellen sind meist in den ersten Tagen der Therapie zu sehen und verschwinden später.

Die Orthese kann mit Wasser und ph-neutraler Seife ausgerieben und anschliessend an der Luft getrocknet werden.



W I R B E W E G E N M E H R

BERN

ORTHO-TEAM AG
Effingerstrasse 37
CH-3008 Bern
T. 031 388 89 89
info@ortho-team.ch

BURGDORF / LANGNAU

ORTHO-TEAM AG
Lyssachstrasse 113a
CH-3400 Burgdorf
T. 034 420 10 10
burgdorf@ortho-team.ch

THUN

ORTHO-TEAM AG
Marktgasse 17
CH-3600 Thun
T. 033 222 30 55
thun@ortho-team.ch

FRIBOURG

ORTHO-TEAM AG
Chemin de la Redoute 9
CH-1752 Villars-sur-Glâne
T. 026 323 10 23
fribourg@ortho-team.ch

BASEL

ORTHO-TEAM Bühler AG
Dufourstrasse 11
CH-4052 Basel
T. 061 691 62 70
basel@ortho-team.ch

SOLOTHURN / BIEL

ORTHO-TEAM Mattle AG
Dornacherplatz 7
CH-4500 Solothurn
T. 032 624 11 55
solothurn@ortho-team.ch

LUZERN

ORTHO-TEAM Luzern AG
Grabenhofstrasse 1
CH-6010 Kriens
T. 041 429 08 08
luzern@ortho-team.ch

ZÜRICH

ORTHO-TEAM Dynamic AG
Bühlstrasse 1
CH-8125 Zollikerberg
T. 044 422 46 22
zuerich@ortho-team.ch

SCHAFFHAUSEN

ORTHO-TEAM Partner AG
Vorstadt 67
CH-8200 Schaffhausen
T. 052 625 21 12
schaffhausen@ortho-team.ch

WINTERTHUR

ORTHO-TEAM Partner AG
Neuwiesenstrasse 69
CH-8400 Winterthur
T. 052 209 01 90
winterthur@ortho-team.ch

ST. GALLEN

ORTHO-TEAM Activ AG
Rosenbergstrasse 16
CH-9000 St. Gallen
T. 071 222 63 44
stgallen@ortho-team.ch

