

# ROLLATOREN

Eigenständig mobil bleiben mit bewährten Produkten



**ORTHO TEAM**  
WIR BEWEGEN MEHR



# 100% SICHER UNTERWEGS

---

Früher waren Rollatoren unförmige, klobige Hilfsmittel, die etwas abschreckend auf viele Menschen gewirkt haben. Heute sind Rollatoren modische Gehbegleiter, die zahlreiche funktionelle Eigenschaften erfüllen. Der Rollator dient gehbehinderten oder körperlich schwachen Personen als fortwährende Stütze beim Gehen. Viele unserer Modelle können mit interessantem Zubehör erweitert werden, wie zum Beispiel Transportkörben oder -taschen, Regenschirm oder Klemme für einen Gehstock. Um Sicherheit beim Stehen und Aufstützen zu gewährleisten, werden Rollatoren mit feststellbaren Bremsen ausgestattet. Durch die gute Qualität bewältigen alle unsere Modelle die Herausforderungen im Outdoor-Bereich spielend einfach.

Bei Gelbart | ORTHO-TEAM werden alle unsere Kundinnen und Kunden persönlich durch unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten. Nebst dem Kauf des passenden Rollators stehen Ihnen unsere Standorte auch als Servicecenter zur Verfügung. So wird ein langfristiger, sicherer Einsatz gewährleistet.

Bewegte Grüsse

Marc Moser  
Daniel Gelbart



# LEOPARD

Der Mobilex Rollator «**Leopard**» hat einen **Aluminium-Rahmen**, der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfalten lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Er hat grosse, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist Grundlage für bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmässig verfügt der Rollator «Leopard» über eine Faltsicherung, eine abnehmbare Einkaufstasche sowie einen Rückengurt. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **150 kg** getestet und zugelassen. **Erhältlich in Sitzhöhe 55 cm (in Rot und Anthrazit) und 62 cm.**



Erhältliche Farben:



## TECHNISCHE DATEN

## LEOPARD

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Gesamtbreite offen/geschlossen        | 62 cm/22,5 cm       |
| Sitzbreite                            | 46 cm               |
| Länge                                 | 66 cm               |
| Sitzhöhe                              | 55 cm und 62 cm     |
| Höhe der Handgriffe (einstellbar)     | 95–120 cm           |
| Max. Belastbarkeit                    | 150 kg              |
| Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche | 5 kg                |
| Gesamtgewicht                         | 6,9 kg              |
| Bremsen                               | 2 weg, feststellbar |



# GEPARD

Der Mobilex Rollator «Gepard» hat einen Rahmen aus **Kohlefaser** und weiteren Teilen aus Aluminium. Er hat ein Kreuzgelenk zum Zusammenfallen. Insgesamt ist die Struktur sehr leicht, bietet aber eine hohe Stabilität gekoppelt mit einer extremen Leichtgängigkeit.

Die Schiebegriffe lassen sich in der Höhe an die Grösse des Benutzers anpassen. Der Rollator hat einen textilen Sitz um dem Benutzer ein bequemes Sitzen zu ermöglichen. Ein Rückengurt ist als Zubehör erhältlich. Die abnehmbare Tragetasche lässt sich auch als bequeme Einkaufstasche verwenden. Die grossen und leichtgängigen Räder sind mit zwei feststellbaren Bremsen ausgestattet. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **150 kg** getestet und zugelassen. **Erhältlich in Sitzhöhe 55 cm und 62 cm.**



## Erhältliche Farben:



| TECHNISCHE DATEN                      | GEPARD              | HD                  |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Gesamtbreite offen/geschlossen        | 62 cm / 22,5 cm     | 68,8 cm / 22,5 cm   |
| Sitzbreite                            | 46 cm               | 55 cm               |
| Länge                                 | 66 cm               | 66 cm               |
| Sitzhöhe                              | 55 cm und 62 cm     | 62 cm               |
| Höhe der Handgriffe (einstellbar)     | 74–120 cm           | 74–120 cm           |
| Max. Belastbarkeit                    | 150 kg              | 200 kg              |
| Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche | 5 kg                | 5 kg                |
| Gesamtgewicht                         | 5,5 kg              | 5,7 kg              |
| Bremsen                               | 2 weg, feststellbar | 2 weg, feststellbar |

# IMPALA

Der «Impala» Leichtgewichtsrollator hat einen blau-metallic farbigen **Aluminium-Rahmen**. Das Faltsystem ermöglicht ein Zusammenklappen und reduziert den Platzbedarf im gefalteten Zustand auf ein Minimum. Der Rollator ist mit Stockhalter, sowie gepolsterter Rückenlehne und einer praktischen Tasche unter dem Sitz ausgestattet. Leicht zum Auf- und Zuklappen ist der Rollator mit seinen grossen 190 mm Rädern für eine Verwendung sowohl im Freien wie in geschlossenen Räumen geeignet. Die anatomisch geformten Schiebegriffe lassen sich in der Höhe an den Benutzer anpassen und ermöglichen ein bequemes und sicheres Vorankommen. Der Rollator ist mit zwei feststellbaren Bremsen an den Hinterrädern ausgestattet.



| TECHNISCHE DATEN                            | STANDARD            | HOCH                | BREIT               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schiebegriff- bzw. Gesamthöhe (einstellbar) | 78,5–92,5 cm        | 90–104,5 cm         | 78,5–92,5 cm        |
| Gesamtbreite                                | 60,6 cm             | 63,5 cm             | 66,6 cm             |
| Gesamtlänge (offen)                         | 69,7 cm             | 74,5 cm             | 70 cm               |
| Faltmass HxBxT in cm                        | 94,5x60,6x33        | 104,5x63,5x32,5     | 94,5x66,6x33        |
| Sitzhöhe                                    | 53 cm               | 63 cm               | 53 cm               |
| Innere Breite auf Schiebegriff-Höhe         | 47,7 cm             | 49 cm               | 53 cm               |
| Breite des Sitzes                           | 35,5 cm             | 35,5 cm             | 40,5 cm             |
| Tiefe des Sitzes                            | 32,5 cm             | 32,5 cm             | 32,5 cm             |
| Max. Belastbarkeit                          | 150 kg              | 150 kg              | 150 kg              |
| Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche       | 5 kg                | 5 kg                | 5 kg                |
| Gewicht                                     | 7,5 kg              | 8,2 kg              | 8,2 kg              |
| Bremsen                                     | 2 weg, feststellbar | 2 weg, feststellbar | 2 weg, feststellbar |

# LION

Der «**Mobilex Lion Outdoor Rollator**» ist ein für abseits asphaltierter und gepflasterter Wege entwickelter Rollator, der mit seinen grossen Rädern auch vor Hindernissen nicht zurückschreckt bei denen Sie mit anderen Rollatoren nur schwerlich weiterkommen würden. Die grossen und weichen Räder gewährleisten eine bequeme Fahrt auch über holpriges Kopfsteinpflaster und nicht ganz ebene Kies- oder Feldwege. Der Rollator lässt sich für einen geringen Platzbedarf leicht in Querrichtung zusammenfallen und ist daher sehr leicht im Auto zu transportieren oder zu Hause abzustellen. Er verfügt serienmässig über eine reissfeste bequeme textile Sitzfläche, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Stockhalter und einen Rückengurt. Der Rollator ist in

zwei Farben (braun oder anthrazitgrau) lieferbar und für ein Nutzergewicht von **200 kg** getestet und zugelassen.



## Erhältliche Farben:



| TECHNISCHE DATEN                     | SITZHÖHE 53 cm      | SITZHÖHE 62 cm      |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Gesamtbreite offen/geschlossen       | 69 cm/27 cm         | 69 cm/27 cm         |
| Sitzbreite                           | 56 cm               | 56 cm               |
| Länge (Tiefe)                        | 76 cm               | 76 cm               |
| Höhe der Schiebegriffe (einstellbar) | 78–90 cm            | 90–112 cm           |
| Max. Belastbarkeit                   | 200 kg              | 200 kg              |
| Max. Belastbarkeit der Tasche        | 5 kg                | 5 kg                |
| Gesamtgewicht                        | 9,4 kg              | 9,7 kg              |
| Bremsen                              | 2 weg, feststellbar | 2 weg, feststellbar |
| Radgrössen vorne                     | 285x44 mm           | 285x44 mm           |
| Radgrössen hinten                    | 235x44 mm           | 235x44 mm           |

# JAGUAR

Der Rollator **Jaguar** hat einen Rahmen aus **Aluminium** und kann leicht zusammengeklappt werden. Insgesamt ist die Struktur sehr leicht, bietet aber eine hohe Stabilität, gekoppelt mit einer extremen Leichtgängigkeit. Standardmässig verfügt der Rollator Jaguar über eine Tasche und ein abnehmbares Tablett. Die grossen und leichtgängigen Räder sind mit 2 feststellbaren Bremsen ausgestattet, die mittels eines über die gesamte Rollatorbreite laufenden Bügels betätigt werden. Der Rollator ist nur für die Nutzung im Innenbereich zugelassen und ist für ein Benutzergewicht bis **100 kg** getestet und zugelassen.



Erhältliche Farben:



| TECHNISCHE DATEN                      | JAGUAR              |
|---------------------------------------|---------------------|
| Gesamtbreite                          | 54 cm               |
| Gesamtlänge offen/geschlossen         | 66 cm/26 cm         |
| Gesamthöhe                            | 83,5–102 cm         |
| Max. Belastbarkeit                    | 100 kg              |
| Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche | 5 kg                |
| Gesamtgewicht                         | 6,6 kg              |
| Bremsen                               | 2 weg, feststellbar |



# ROLLZ MOTION

Der Rollz Motion eignet sich perfekt für diejenigen, die ihr Leben weiterhin aktiv gestalten möchten, aber ihre Grenzen nicht genau ein-

schätzen können. Mit dieser **2-in-1 Gehhilfe** können Sie bequem spazieren und den Rollator bei Bedarf in einen Rollstuhl verwandeln.



**Grösse:**  
Standard und Small

**Erhältliche Farben:**



## TECHNISCHE DATEN

## ROLLZ MOTION

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gesamtbreite offen / gefaltet | 67 cm / 31 cm         |
| Gesamtlänge                   | 63 cm                 |
| Sitzbreite / Tiefe            | 45 cm / 42 cm         |
| Sitzhöhe Standard und Small   | 55 cm und 50 cm       |
| Griffhöhe Standard und Small  | 87-98 cm und 82-94 cm |
| max. Belastbarkeit            | 125 kg                |
| Gesamtgewicht                 | 11,6 kg               |
| Bremsen                       | Trommelbremsen        |
| Räder                         | 8 Zoll und 12 Zoll    |

# ROLLZ MOTION PERFORMANCE

All-Terrain-Version des 2-in-1 Rollators und Rollstuhls. Dank der vier **Luftreifen** bietet der Rollz Motion Performance auch auf holprigen Strassen ein angenehmes Fahrgefühl. Die extra dicke Pol-

terung der Armlehnen und die ergonomisch geformten Griffe tragen zum Komfort bei. Darüber hinaus sind die **Fussstützen höhenverstellbar**.



Erhältliche Farben:



## TECHNISCHE DATEN

Gesamtbreite offen / gefaltet

Gesamtlänge

Sitzbreite / Tiefe

Sitzhöhe

Griffhöhe einstellbar

max. Belastbarkeit

Gesamtgewicht

Bremsen

Luftreifen

## ROLLZ MOTION PERFORMANCE

67 cm / 29 cm

6 cm

45 cm / 42 cm

55 cm

86-98 cm

125 kg

11,4 kg

Trommelbremsen

8x 1¼ Zoll und 12½x 2¼ Zoll

# ROLLZ FLEX

Design-Rollator mit grosser Tasche. Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, dass es sich um einen Rollator handelt. Das war genau die Absicht. Ein schönes Design, mit dem Sie gerne ausgehen wollen! Mit diesem sicheren Rollator können Sie **leicht manövrieren**. Während sich die Einkaufstasche nach und nach füllt, gehen Sie sicher und entspannt.

## Grösse:

Standard und klein

## Bremsen:

Klassische Bremsen  
Kipp Bremsen

## Farbkombinationen:

Gestell:  

Tasche:  



## TECHNISCHE DATEN

## ROLLZ FLEX

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gesamtbreite offen / gefaltet | 62,3 cm / 33 cm        |
| Gesamtlänge                   | 60 cm                  |
| Sitzbreite                    | 44 cm                  |
| Sitzhöhe Standard und klein   | 62 cm und 52,5 cm      |
| Griffhöhe Standard und klein  | 80-100 cm und 69-81 cm |
| max. Belastbarkeit            | 125 kg                 |
| Gesamtgewicht                 | 7,4 kg / 6,8 kg        |
| Räder                         | 8 Zoll                 |
| max. Belastbarkeit Tasche     | 20 kg                  |

# BUFFALO

Der Mobilex Rollator «**Buffalo**» hat einen **Aluminium-Rahmen**, der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfallen lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Seine Struktur wurde mit zusätzlichen Elementen verstärkt. Er hat grosse, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist Grundlage für bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmässig verfügt der Rollator «Buffalo» über eine Faltsicherung, eine abnehmbare Einkaufstasche sowie einen Rückengurt. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **200 kg** getestet und zugelassen.



## TECHNISCHE DATEN

## BUFFALO

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Gesamtbreite offen/geschlossen        | 68,8 cm / 22,5 cm   |
| Sitzbreite                            | 55 cm               |
| Länge                                 | 66 cm               |
| Sitzhöhe                              | 62 cm / 55 cm       |
| Höhe der Handgriffe (einstellbar)     | 74–120 cm           |
| Max. Belastbarkeit                    | 200 kg              |
| Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche | 5 kg                |
| Gesamtgewicht                         | 7,9 kg              |
| Bremsen                               | 2 weg, feststellbar |



# TIGER

Der Mobilex **Arthritis-Rollator «Tiger»** hat einen **Aluminium-Rahmen**, der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfallen lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Er hat grosse, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist Grundlage für bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmässig verfügt der Rollator «Tiger» über eine Transportsicherung und eine abnehmbare Einkaufstasche. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **150 kg** getestet und zugelassen.

Der «Tiger» verfügt über dieselben Eigenschaften wie der Rollator «Leopard», hat aber an Stelle der Handgriffe stabile Unterarmauflagen. Es gibt zwei Modelle; eines mit fixen sowie eines mit drehbaren Armauflagen.

## Erhältliche Farben:



| TECHNISCHE DATEN                       | TIGER               |
|--|---------------------|
| Gesamtbreite offen/geschlossen         | 68,8 cm / 22,5 cm   |
| Sitzbreite                             | 46 cm               |
| Länge                                  | 66 cm               |
| Sitzhöhe                               | 62 cm               |
| Höhe der Unterarmauflage (einstellbar) | 74,5–102 cm         |
| Max. Belastbarkeit                     | 150 kg              |
| Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche  | 5 kg                |
| Gesamtgewicht                          | 7,6 kg              |
| Bremsen                                | 2 weg, feststellbar |

# PREISLISTE



## ARTIKEL

### Rollator Leopard\*

|                           |                |          |         |
|---------------------------|----------------|----------|---------|
| Rot                       | Sitzhöhe 62 cm | MX31231  | 430.00  |
| Anthrazit                 | Sitzhöhe 62 cm | MX31231  | 430.00  |
| Silber                    | Sitzhöhe 62 cm | MX31231  | 430.00  |
| Blau                      | Sitzhöhe 62 cm | MX31231  | 430.00  |
| Grün                      | Sitzhöhe 62 cm | MX31231  | 430.00  |
| Anthrazit                 | Sitzhöhe 55 cm | MX31231  | 430.00  |
| Rot                       | Sitzhöhe 55 cm | MX31231  | 430.00  |
| Leopard mit speed control |                | MX312U33 | 1180.00 |

## ARTIKEL-NR.

## VP INKL.



### Rollator Gepard\*

|                    |                |         |        |
|--------------------|----------------|---------|--------|
| Carbon             | Sitzhöhe 62 cm | MX31240 | 630.00 |
| Gelb               | Sitzhöhe 62 cm | MX31240 | 630.00 |
| Lila/schwarz       | Sitzhöhe 62 cm | MX31240 | 630.00 |
| Carbon             | Sitzhöhe 55 cm | MX31240 | 630.00 |
| Carbon Rollator HD | 200 kg         | MX31242 | 710.00 |



### Rollator Impala\*

|             |  |         |        |
|-------------|--|---------|--------|
| Standard    |  | MX31206 | 190.00 |
| extra hoch  |  | MX31209 | 225.00 |
| extra breit |  | MX31209 | 225.00 |



### Rollator Lion







|           |                |         |        |
|-----------|----------------|---------|--------|
| Braun     | Sitzhöhe 62 cm | MX31237 | 630.00 |
| Anthrazit | Sitzhöhe 62 cm | MX31237 | 630.00 |
| Braun     | Sitzhöhe 53 cm | MX31237 | 630.00 |
| Anthrazit | Sitzhöhe 53 cm | MX31237 | 630.00 |



### Rollator Jaguar

|           |  |         |        |
|-----------|--|---------|--------|
| Orange    |  | MX31241 | 273.00 |
| Blau      |  | MX31241 | 273.00 |
| Champagne |  | MX31241 | 273.00 |
| Lila      |  | MX31241 | 273.00 |

# PREISLISTE

|   | ARTIKEL                                 | ARTIKEL-NR.  | VP INKL.                 |          |       |
|---|---|--------------|--------------------------|----------|-------|
|    | <b>Rollator ROLLZ MOTION 2-in-1</b>     |              |                          |          |       |
|   | Weiss                                   | PF2010RM0010 | 995.00                   |          |       |
|   | Blau                                    | PF2010RM0011 | 995.00                   |          |       |
|   | Schwarz                                 | PF2010RM0012 | 995.00                   |          |       |
|   | Violett                                 | PF2010RM0013 | 995.00                   |          |       |
|    | <b>ROLLZ MOTION Performance</b>         |              |                          |          |       |
|   | Dschungelgrün                           | PF2010RM0014 | 1265.00                  |          |       |
|    | <b>ROLLZ FLEX</b>                       |              |                          |          |       |
|   | Schwarz                                 | PF3010RF0005 | 579.00                   |          |       |
|   | Weiss                                   | PF3010RF0003 | 579.00                   |          |       |
|    | <b>Rollator Buffalo HD Version*</b>     |              |                          |          |       |
|   | Sitzhöhe 62 cm                          | MX31238      | 630.00                   |          |       |
|   | Sitzhöhe 55 cm                          | MX31238      | 630.00                   |          |       |
|  | <b>Rollator Tiger, Armlehne drehbar</b> |              |                          |          |       |
|   | Braun                                   | MX31221      | 990.00                   |          |       |
|   | Anthrazit Outdoor                       | MX31222      | 1'150.00                 |          |       |
|   | Braun Outdoor                           | MX31222      | 1'150.00                 |          |       |
|  | <b>Rollator Tiger, Standard</b>         |              |                          |          |       |
|   | Braun                                   | MX31220      | 840.00                   |          |       |
|   | Anthrazit                               | MX31220      | 840.00                   |          |       |
| <b>Zubehör für Leopard, Gepard, Lion, Buffalo</b>                                   |   |              |                          |          |       |
| Regenschirm mit Halterung   | MX312500                                | 120.00       | Tablett                  | MX312520 | 48.00 |
| Sitzauflage gepolstert  | MX312505                                | 75.00        | Einhandbremse (Kabelzug) | MX312525 | 95.00 |
| Stockhalter   | MX312510                                | 29.40        | Rückengurt               | MX312530 | 55.00 |
| Schleifbremse   | MX312515                                | 105.50       | Regencape                | MX279013 | 65.20 |

\*Inkl. Rückengurt und Stockhalter rechts

VOR ORT  
TESTEN

# BEWEGUNG MADE IN SWITZERLAND

## BERN

ORTHO-TEAM AG  
Effingerstrasse 37  
3008 Bern  
T. 031 388 89 89  
reha@ortho-team.ch

## BASEL

ORTHO-TEAM Bühler AG  
Dufourstrasse 11  
4052 Basel  
T. 061 691 62 70  
basel@ortho-team.ch

## SOLOTHURN

ORTHO-TEAM Mattle AG  
Dornacherplatz 7  
4500 Solothurn  
T. 032 624 11 55  
solothurn@ortho-team.ch

## LUZERN REHA

Gelbart AG  
Tribtschenstrasse 64  
6005 Luzern  
T. 041 367 70 17  
info@gelbart.ch

## LUZERN ORTHO

ORTHO-TEAM Luzern AG  
Grabenhofstrasse 1  
6010 Kriens-Luzern  
T. 041 429 08 08  
luzern@ortho-team.ch

## ZÜRICH

ORTHO-TEAM Dynamic AG  
Bühlstrasse 1  
8125 Zollikerberg  
T. 044 422 46 22  
zuerich@ortho-team.ch

## SCHAFFHAUSEN

ORTHO-TEAM Partner AG  
Walther-Bringolf-Platz 5  
8200 Schaffhausen  
T. 052 625 21 12  
schaffhausen@ortho-team.ch

## WINTERTHUR

ORTHO-TEAM Partner AG  
Neuwiesenstrasse 69  
8400 Winterthur  
T. 052 209 01 90  
winterthur@ortho-team.ch

## ST. GALLEN

ORTHO-TEAM Partner AG  
Rosenbergstrasse 16  
9000 St.Gallen  
T. 071 222 63 44  
stgallen@ortho-team.ch

